


Jak wykonać test sobie i swojemu dziecku

1. Umyj ręce.



2. Otwórz zestaw do testowania.



Umieść pasek testowy na twardym podłożu.



3. Otwórz opakowanie z patyczkiem.

4. Otwórz próbkówkę z płynem.

Ustaw na twardym podłożu. Upewnij się, że płyn nie wycieknie.



5. Wykonaj test.

Dorośli mogą pobierać próbki do testu zarówno z gardła jak i z nosa. Najpierw pobierz próbkę z gardła. Otwórz usta i włóż patyczek testowy głęboko do ust, aż do migdałków. Potrzymaj patyczkiem z każdej strony 4 razy. Wprowadź ostrożnie końcówkę patyczka wymazowego do nosa aż do napotkania oporu, ale nie głębiej niż na długość patyczka. Obróć pięciokrotnie patyczkiem w nozdrzu. Powtórz to samo w drugim nozdrzu.




6. Włóż patyczek wymazowy do próbówki z płynem.

Obróć 6 razy, jednocześnie ściskając próbkę.


Pozostaw patyczek wymazowy w próbówce przez 1 minutę.

Wyciągnij patyczek, ściskając próbkę. Zamknij próbkę za pomocą zatyczki.





7. Wyciśnij 4 krople z próbówki do studzienki testowej na pasku testowym.

Wynik testu pojawi się po 15 minutach (kontroluj czas).



Wynik pozytywny



Wynik negatywny

